

دفترچه راهنمای فارسی

روکش صندلی ماساژور

هایتک



مدل HI-CM810

مشخصات فنی و ویژگی های دستگاه

- برق شهری: ۲۴۰V-۱۰۰AC
- برق فندکی: ۱۲V۳A DC
- توان مصرفی: ۳۶W
- دارای ۴ گوی ماساژور پشت و ۲ گوی در قسمت گردن
- دارای ۲ موتور ماساژ در قسمت نشیمنگاه
- قابلیت ماساژ گرمایی، شیاتسو، ضربه ای
- قابل استفاده در منزل، محل کار و داخل خودرو
- از بین برنده درد و گرفتگی عضلات و تشدید جریان خون در بدن

نحوه استفاده

- دستگاه را به برق وصل کرده و با فشردن دکمه ON/OFF آن را روشن کنید. دستگاه بطور خودکار روی تنظیمات آخرین باری که از دستگاه استفاده کرده اید روشن می شود.
- با فشردن دکمه NECK می توانید بین حالت های جلو، عقب و خاموش گوی ماساژور گردن را تنظیم کنید.
- با فشردن دکمه BACK می توانید حالت گوی های ماساژور پشت را از بین حالت های بالای کمر، پایین کمر، کل کمر و یا خاموش انتخاب کنید.
- با فشردن دکمه FAR INFRARED می توانید قابلیت ماساژ گرمایی را روشن و خاموش کنید.



– دکمه MODE را فشار دهید تا برنامه ماساژ خود را بین حالت های INTERVAL:ALTERNATE و continuous انتخاب کنید .

– با فشردن دکمه INTENSITY می توانید سرعت ماساژ را تغییر دهید .

– اگر دکمه OFF را فشار ندهید ، دستگاه بطور خودکار پس از ۱۵ دقیقه خاموش می شود .

♥ نکات مهم

- توجه داشته باشد که در هر دوره از دستگاه بیش از ۳۰ دقیقه استفاده نکنید .
- اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده کنید موتور آن به گرمای بیش از حد رسیده و بطور خودکار خاموش می شود . شما می توانید پس از چند ساعت که موتور دستگاه خنک شد دوباره از آن استفاده کنید .
- استفاده از این دستگاه برای کودکان توصیه نمی شود .
- هنگامی که دستگاه روشن و در حال کار است آن را از برق نکشید .
- افرادی که ماساژ برای آنها توسط دکتر توصیه نشده و یا خانم های باردار نباید از دستگاه استفاده کنند .
- در هنگام استفاده از دستگاه اگر احساس درد و گرفتگی کردید آن را سریعاً خاموش و از آن استفاده نکنید .
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید حتماً آن را از برق در بیاورید .
- سیم برق دستگاه را از منابع گرمایی بدور نگاه دارید و از برخورد آب با هر یک از اجزای دستگاه خودداری کنید .
- قبل از جدا کردن دستگاه از پریز برق حتماً آن را خاموش کنید .

hi-tec

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات

های تک به سایت های زیر مراجعه نمائید.

www.hiteciran.com

www.hitec-med.ca

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 