

HI-HM423

رفع سریع خستگی فقط در ۱۵ دقیقه به همراه
گرمایی دلپذیر با ماساژور های تک



hi-tec



مشخصات کلی دستگاه

- برق مصرفی: ۲۸ وات
- نوع اتصال: آداپتور
- فرکانس: ۶۰-۵۰ هرتز
- وزن دستگاه: ۱/۴ کیلوگرم

ویژگی های ماساژور HI-HM423

- دسته خمیده از جنس پلاستیک برای نگهداشتن آسان بدون لغزش و سر خوردن
- ماساژ به روش ضربه ای
- با اشعه مادون قرمز (اینفرارد)
- قابلیت کم و زیاد کردن سرعت ماساژ
- قابلیت از بین بردن درد و گرفتگی عضلات و بازگرداندن انرژی و قدرت دوباره به آنها
- بهبود در متابولیسم بدن و گردش خون و جلوگیری از انقباض و گرفتگی رگ های خونی
- ایجاد آرامش روحی و درمان ضعف اعصاب
- قابلیت از بین بردن گرفتگی عضلات گردن و شانه
- مفید برای عضلات ضعیف شده و افراد مبتلا به روماتیسم

زمان مناسب جهت استفاده از ماساژور

- یک ساعت پس از بیدار شدن از خواب
- یک ساعت پس از صرف غذا
- قبل از خواب (ایجاد آرامش و کمک به خواب راحت)
- پس از تمرینات سخت ورزشی
- برای بهتر شدن سوخت و ساز بدن، بایستی پس از ماساژ یک لیوان آب نوشیده شود.

بعد از یک روز کاری سخت، آرامش را به خود هدیه کنید

نحوه استفاده

- پس از اتصال ماساژور به برق، لامپ دستگاه روشن شده و ماساژور آماده استفاده می باشد.
- در این مرحله باید کلاهک مورد نظر بر روی ماساژور نصب شود.
- سرعت ماساژ را توسط کلید مدور تعبیه شده روی ماساژور انتخاب کنید. (به چپ یا راست چرخانده می شود)
- بهتر است از سرعت پائین شروع به ماساژ کرده و آرام آرام، بر سرعت ماساژ افزوده شود.
- برای ماساژ موثر، بهتر است از دست شروع کرده و سپس پا، پشت و در آخر پهلوها را ماساژ دهید.
- مدت زمان ایده آل برای ماساژ ۱۵ دقیقه بوده و بایستی بیش از ۲۰ دقیقه از ماساژور استفاده نشود. در صورت استفاده بیش از زمان تعیین شده، بعد از ۲۰ دقیقه ماساژور به طور خودکار خاموش خواهد شد. و نهایتاً پس از ۳۰ دقیقه مجدداً امکان استفاده از ماساژور وجود خواهد داشت.
- در صورت استفاده از ماساژ به همراه گرمای مطبوع و دلپذیر، کلید را به سمت پائین فشار دهید پس از کمتر از ۵ دقیقه ماساژ بی نظیری را تجربه خواهید کرد.



هایتک تلفیقی از صنعت، دقت، تکنولوژی و هنر

موارد منع استفاده

- این محصول برای استفاده اطفال و افراد ضعیف مناسب نمی باشد.
- در نواحی متورم، ملتهب (شکستگی، کبودی و...)، بیماری های پوستی و بریدگی و نواحی جراحی شده یا پس از عمل جراحی استفاده نشود.



- در نواحی غدد تیروئید، واریس، چشم و گوش مورد استفاده قرار نگیرد.
- استفاده از ماساژور برای خانم های باردار مناسب نمی باشد.

نکات مهم

- هنگام تمیز کردن دستگاه اطمینان حاصل نمائید که دستگاه حتماً از پریز برق جدا شده باشد.
- برای تمیز کردن دستگاه از بنزین، تینر و سایر حلال های مایع استفاده نشود.
- دستگاه را در محلی که ممکن است ضربه یا صدمه ای به آن وارد شود نگهداری نکنید.
- دور از دسترس کودکان قرار گیرد.



- از نگهداری دستگاه در مکان مرطوب جداً خودداری کنید.
- از ماساژور زیر دوشی و یا در حمام استفاده نشود.
- دستگاه در زیر بالش، پتو و یا هر مکانی که تهویه هوا در آن وجود ندارد استفاده نشود.
- از خیس شدن دستگاه جداً خودداری کنید.
- سییم از پریز بشدت جدا نشود.
- بعد از استفاده کلید ماساژور را در حالت خاموش قرار داده و از پریز بکشید.
- از برخورد سییم با سطوح گرم جداً خودداری کنید.
- از تعمیر خودسرانه دستگاه پرهیز کنید.
- از دستکاری و باز کردن کلاهک ماساژور جداً خودداری کنید.



قیمت مناسب، کیفیت برتر و گارانتی مطمئن

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

♥ درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

با محصولات سلامتی های تک زیبایی و شادابی را به زندگی خود و اطرافیان تنان هدیه کنید

hi-tec

www.hitec-med.ca

Hi-tec Medical Equipments INC.

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر
مراجعه نمایید.

www.hitec-med.ir

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 